

VELIKOSTNÍ TABULKY PROTETIKA

ORTOPEDICKO-REHABILITAČNÍ SANDÁLY

PROTETIKA®
Orthopedic



DOSPĚLÍ		délka podešve v cm									
Model	Velikost v cm	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
T 05	Velikostní číslo	35	37	38	39	41	42	43	45	47	
T 09	Velikostní číslo	35	37	38	39	41	42	43	X	X	

		délka podešve v cm														
Model	Velikost v cm	23	23,5	24	25	26	26,5	27	28	29	29,5	30	30,5	31	32	
T 04	Velikostní číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	X	X	
T 16	Velikostní číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	X	X	
T 17	Velikostní číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	X	X	
T 13	Velikostní číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
T 30	Velikostní číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	43	X	X	X	X	X	
T 56	Velikostní číslo	35	36	37	38	39	40	41	X	X	X	X	X	X	X	
T 80	Velikostní číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	X	X	X	X	X	X	
T 84	Velikostní číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	X	X	X	X	X	X	
T 86	Velikostní číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	X	X	X	X	X	X	
T 18 Walker	Velikostní číslo	X	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
T 19	Velikostní číslo	X	36	37	38	39	40	41	42	X	X	X	X	X	X	
T 21	Velikostní číslo	X	36	37	38	39	40	41	42	X	X	X	X	X	X	

LIFESTYLE		délka podešve v cm														
Model	Velikostní číslo	23	23,5	24	25	26	26,5	27	28	29	29,5	30	30,5	31	32	
T 918 Walker	Velikostní číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
T 980	Velikostní číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	X	X	X	X	X	X	
T 90	Velikostní číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	X	X	X	X	X	X	
T 91	Velikostní číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	X	X	X	X	X	X	
T 92	Velikostní číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	X	X	X	X	X	X	
T 96	Velikostní číslo	35	36	37	38	39	40	41	42	X	X	X	X	X	X	

LIFESTYLE DĚTI		délka podešve v cm												
Model	Velikostní číslo	18	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22,5	23	23,5	24	25	
T 94	Velikostní číslo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	X	X	X	
T 97	Velikostní číslo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
T 98	Velikostní číslo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	X	X	X	
T 99	Velikostní číslo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
T 901	Velikostní číslo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	X	X	X	

DĚTI		délka podešve v cm																		
Model	Velikostní číslo	13,5	14,5	15	15,5	16	17	17,5	18	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22,5	23	23,5	24	25
T 102	Velikostní číslo	20	21	22	23	24	25	26	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T 77A	Velikostní číslo	20	21	22	23	24	25	26	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T 77B	Velikostní číslo	X	X	X	X	X	X	X	27	28	29	30	X	X	X	X	X	X	X	X
T 115A	Velikostní číslo	X	X	22	23	24	25	26	27	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T 115B	Velikostní číslo	X	X	X	X	X	X	X	X	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
T 116A	Velikostní číslo	X	X	22	23	24	25	26	27	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T 116B	Velikostní číslo	X	X	X	X	X	X	X	X	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
T 27	Velikostní číslo	X	X	X	X	X	X	X	27	28	29	30	31	32	33	34	35	X	X	X
T 32	Velikostní číslo	X	X	X	X	X	X	X	27	28	29	30	31	32	33	34	35	X	X	X

V sandále PROTETIKA Orthopedic tvoří podešev se stélkou kompaktní anatomicky tvarovaný výlisek. Pozor na speciální číslování v centimetrech: Velikostní tabulka rehabilitačních sandálů PROTETIKA neuvádí délku stélky, ale délku podešve. Místo pro chodidlo je jenom uvnitř výlisku (v korýtku). Chodidlo nemá zasahovat na vyvýšené okraje. Vyberte si proto velikostní číslo, které má podešev minimálně o 1 cm větší, než je délka chodidla. Zdravotní prvky (lůžko pro patu, podpora klenby chodidla a oddělovače prstů) tak budou působit na správném místě.